



Manuel de l'utilisateur de l'application TRVST


1. Télécharger l'application TRVST	3
2. Commencer	3
3. Page de connexion	4
4. Termes et conditions	7
5. Mise à jour de l'application	8
6. Numérisation de l'emballage	9
7. Scan Log	12
8. Analyse hors ligne :	12
9. Dépliant patient	14
10. Plus/Paramètres	16
10.1 Environnement de test	17

1. Télécharger l'application TRVST

Scannez le code ci-dessous pour télécharger l'application TRVST depuis le Play Store :



2. Commencer



Sélectionnez votre langue préférée.

Actuellement, l'anglais et le Français sont disponibles.

3. Page de connexion

Sélectionnez ici pour utiliser votre échange dans un pays spécifique code.

Sélectionnez votre rôle. Choisissez parmi 8 rôles différents disponibles.

Entrez votre emplacement de numérisation Si vous connaissez le GLN de votre site, vous pouvez l'utiliser comme emplacement. Vous pouvez également entrer l'emplacement spécifié par votre responsable.

Choisissez le pays. Vous pouvez effectuer une recherche dans la liste des pays disponibles

Cochez la case « Se souvenir de moi » pour enregistrer le rôle et l'emplacement que vous avez choisis

Le bouton Connexion est désactivé jusqu'à ce que Rôle et L'emplacement est sélectionné.

Cliquez ici pour télécharger le guide de l'utilisateur dans votre langue sélectionnée.

L'ID unique de votre appareil s'affiche ici.


Utiliser un code spécifique à un pays :

Entrez le code spécifique au pays que vous souhaitez racheter

Sélectionnez le bouton Résilier pour revenir à la connexion page.

Sélectionnez Télécharger pour utiliser le code. Le Télécharger est désactivé jusqu'à ce que le code soit entré.


Si un code de pays correct est utilisé, la page de connexion sera affiché dans la langue de ce pays.



Cette notification s'affiche si un code non valide est Entré.


Sélectionnez « Je comprend » pour revenir à la page de connexion

Connectez-vous :




Vous devez autoriser l'application à accéder à l'appareil
L'emplacement doit être autorisé à se connecter.

Autoriser l'application TRVST à accéder à « Précise » ou
Location « approximative » lorsque vous y êtes invité sur IOS
appareils.




Autorisez l'application TRVST à accéder à votre galerie emplacement lorsque
vous y êtes invité sur les appareils Android 11 et inférieur.



Vous pouvez également activer l'autorisation de localisation dans votre Paramètres de l'appareil.

Ce paramètre se trouve généralement dans :
Paramètres – Applications – Gestion des applications – Autorisations des applications
Ou
Paramètres – Confidentialité – Gestionnaire d'autorisations

Les paramètres de votre téléphone peuvent différer des exemples ci-dessus.



Vous devez également disposer d'une connexion Internet active pour vous connecter pour la première fois uniquement.

Les connexions suivantes peuvent être effectuées hors connexion.

4. Termes et conditions

Termes et conditions

TRVST App Terms of Use v8

Thank you for using the TRVST App. We're thrilled that you are taking part in strengthening the national system for verification of health products. These Terms of Use explain what information you will receive and what information we receive from you and how we will use that information. We've developed these Terms of Use in the form of questions and answers - please do read these Terms of Use carefully before using the app. You will need to accept these in order to proceed.

Who is providing the TRVST App?

The TRVST App is provided by UNICEF, in its role as "TRVST Org", through its contracted service provider. References to "we" or "us" in these Terms of Use means TRVST Org. What is the TRVST and the TRVST App?

The TRVST is a system developed by the Verification and Traceability Initiative to support countries in the verification of health products, and the implementation of product traceability. It includes the TRVST Hub and the TRVST App. The TRVST Hub is a central repository of health product data that allows

Refuser

Accepter

Veuillez lire l'intégralité des Conditions et Conditions soigneuses.

Si vous refusez les conditions d'utilisation, vous ne pourrez pas accéder à l'application.


Veuillez accepter les termes et conditions pour continuer. Si les Termes et Conditions changent vous serez invité à les accepter à nouveau

5. Mise à jour de l'application

Si une nouvelle version de l'application mobile TRVST est disponible sur le Play Store, une notification sera affichée à l'utilisateur. Si la mise à jour est facultative, vous pouvez refuser la mise à jour en appuyant sur « Non » et continuer à utiliser la version actuelle. En appuyant sur « Oui », le Play Store s'ouvrira où vous pourrez mettre à jour l'application. Si la mise à jour est obligatoire, cela signifie que la version actuelle peut ne plus fonctionner correctement. Dans ce cas, appuyez sur « Je comprends » pour ouvrir le Play Store, où vous pourrez mettre à jour l'application vers la version la plus récente. La version actuelle de l'application ne pourra plus être utilisée.




6. Numérisation de l’emballage



Sélectionnez ce bouton pour ouvrir le mode appareil photo et démarrer Vérification de vos packs.

Select this tab to open the scanning page



Lors de la première numérisation, vous devrez activez l'autorisation de la caméra sur l'application TRVST.

Veillez activer l'autorisation de la caméra pour l'application.



L'exemple montré est pour Android versions 11 et inférieur.

Veillez activer l'autorisation de la caméra pour l'application.



Vous pouvez également activer l'autorisation Caméra dans votre Paramètres de l'appareil.

Ce paramètre se trouve généralement dans :
Paramètres – Applications – Gestion des applications – Autorisations des applications
Ou
Paramètres – Confidentialité – Gestionnaire d'autorisations

Les paramètres de votre téléphone peuvent différer des exemples ci-dessus.




Sélectionnez l'icône « Lightning » pour activer le flashlight.

Sélectionnez « RÉSILIER » pour quitter le mode appareil photo.

Pointez la fenêtre de la caméra sur le code-barres du pack que vous voulez analyser.

Si nécessaire, appuyez sur le milieu de la fenêtre de la caméra pour faire la mise au point de la caméra



Réponse de l'analyse.

Code produit de l'emballage numérisé.

ID de lot (numéro de lot) de l'emballage numérisé.


Numéro de série du pack numérisé.

Date d'expiration de l'emballage scanné.

La réponse reçue est affichée ici

Sélectionnez « Continuer » pour revenir à la caméra pour vérifier un pack supplémentaire.


Sélectionnez « Packs scannés » pour accéder au journal des vérifications déjà effectuées.



Seuls les codes Valide Data Matrix sont pris en charge pour le pack balayage de vérification

Si vous essayez de scanner un code-barres dans une autre symbologie, vous recevrez le message "Code-barres incorrect"

7. Scan Log



Choisissez « Supprimer » pour effacer le journal d'analyse.

Le nombre d'analyses chargées/totales est affiché ici.

Code produit de l'emballage scanné.

Heure de l'analyse en heure locale.

ID de lot (numéro de lot) de l'emballage numérisé.


Nombre du pack scanné.

La date de péremption de l'emballage scanné en AAMMJJ format (par exemple, 251018 est le 18th of Octobre 2025).

La réponse a été reçue.

Sélectionnez cet onglet pour accéder au journal d'analyse.

8. Analyse hors ligne :




Il est possible de numériser des packs même hors ligne.

La réponse reçue si la connexion Internet n'est pas établi ou le serveur TRVST n'est pas disponible.

Sélectionnez « Continuer » pour procéder à une autre analyse.

Sélectionnez « En attente » pour accéder à la file d'attente des vérifications effectuées hors ligne.


Toutes les analyses effectuées hors ligne seront affichées sur la page Demandes en attente :



Le nombre d'analyses hors ligne totales est affiché Ici.

Jusqu'à 1000 analyses hors ligne peuvent être affichées dans cette liste.


Sélectionnez cet onglet pour accéder à la page Demandes en attente.



Une fois qu'une connexion Internet est établie, les demandes de fin seront exécutées automatiquement.

Les demandes exécutées seront affichées dans le journal d'analyse.

9. Dépliant patient



Une connexion Internet est requise pour scanner les notices des patients.

Cliquez ici pour rechercher la notice du patient.

Sélectionnez cet onglet pour accéder à la page Dépliant du patient



Sélectionnez l'icône « Lightning » pour activer le flash.

Sélectionnez « RÉSILIER » pour quitter le mode appareil photo.

Pointez la fenêtre de la caméra sur le code-barres du pack ou le QR Code que vous souhaitez analyser.

Si nécessaire, appuyez sur la fenêtre de la caméra pour afficher la caméra.

Lorsqu'un code-barres correct est scanné, la notice du patient s'ouvrira dans une fenêtre séparée à l'intérieur d'un navigateur.



Exemple de notice patient ouverte dans un navigateur fenêtre.



Expiry Checker: Janssen COVID-19 Vaccine Under Emergency Use Authorization


Thank you for using the Janssen COVID-19 Vaccine expiry checker. Please enter the lot number found on the product carton or vial to obtain its expiration date. If you have questions, please contact us.



404 Not Found

We don't have any information about this medicinal product. However, we will work with product manufacturers to improve this service.


Vous serez informé si la notice du patient n'est pas disponible.



Seuls les codes Valide Data Matrix et QR sont pris en charge pour Numérisation du dépliant patient

Si vous essayez de scanner un code-barres dans une autre symbologie, vous recevrez le message "Code-barres incorrect"

10. Plus/Paramètres



Vous avez la possibilité de changer la langue préférée ici.

Choisissez le pays. Vous pouvez effectuer une recherche dans la liste des pays disponibles

Sélectionnez l'environnement TRVST. Il doit être réglé sur "Prod" pour une utilisation en production régulière.

Il s'agit de l'ID de votre appareil.

Vous pouvez le copier en appuyant sur l'icône Copier à côté.

Il s'agit de votre emplacement et du rôle sélectionné.

Cliquez ici pour vous déconnecter.


Il s'agit de la version actuelle de l'application.

Cliquez ici pour ouvrir les Termes et Conditions

Sélectionnez cet onglet pour accéder à la page Plus/Paramètres.


10.1 Environnement de test

Dans certains cas (par exemple pour la formation), il vous sera demandé d'utiliser l'application mobile TRVST dans l'environnement de test. Vous pouvez le faire en sélectionnant l'option 'IQE' dans le nouveau menu déroulant 'TRVST Environnement', que vous pouvez trouver sur la page More. Lorsque l'environnement de test (IQE) est sélectionné, toutes les numérisations seront dirigées vers l'environnement de test TRVST, vous permettant d'utiliser l'application sans impact sur les données réelles dans le système de production. Lorsque l'environnement de test est sélectionné, un message d'avertissement s'affichera sur les écrans Scan et Leaflet, afin de vous assurer que vous êtes informé de ce paramètre.



Sélectionnez l'environnement TRVST.
Vous pouvez choisir entre Prod et IQE.

Après avoir changé d'environnement,
une notification s'affichera. Cela peut
prendre quelques secondes."




Scanner

Test Environment



Appuyez sur le bouton 'Scan' pour scanner un code-barres

Scanner



Lorsque l'environnement de test (IQE) est sélectionné, ce message s'affiche sur l'écran de numérisation pour s'assurer que vous en êtes conscient.


Notice

Test Environment



Appuyez sur le bouton "Scan for Patient Leaflet" pour scanner un code-barres

Scanner pour la notice du patient



Lorsque l'environnement de test (IQE) est sélectionné, ce message s'affiche sur l'écran de numérisation pour s'assurer que vous en êtes conscient.